

BOVIVET Calf Drenchers

Vasikan pakkojuottopullon käyttöohje

KÄYTTÖTARKOITUS:

Heikon vasikan juotto ongelmatilanteissa, joissa vasikka ei jaksa imeä juomaa tutista tai emän utareesta. Juotettava juoma voi olla elektrolyyttinestettä tai ternimaitoa. Sopii hyvin esimerkiksi ripulivasikan nesteytykseen. Käytetään silloin, kun toisena vaihtoehtona on vasikan kuivuminen, kylmettyminen, nälkiintyminen ja kuolema. Tuttijuotto tai utareen imeminen on yleensä aina suositeltavin ja turvallisin tapa juottaa vasikkaa.

ENSIMMÄINEN KÄYTTÖKERTA:

Suosittelemme, että jokainen harjoittelee laitteen käytön yhdessä oman eläinlääkärisä kanssa.

Mikäli jaksat pidellä vasikkaa paikallaan yksin, onnistuu laitteen käyttö ilman apuvoimia.

1. Täytä säiliö kädenlämpoisellä elektrolyyttinesteellä tai ternimaidolla. Kierrä putki kiinni säiliöön.
2. Pitele laitetta oikealla kädellä ja taita putki kädensijaa vasten, pidellen putkea oikean käden peukalolla. Ota vasikan pää vasempaan kainaloon. Huolehdi, että vasikka joko seisoo tai makaa rinnan päällä ja oikaise vasikan pää luonnolliseen imemisasentoon.
3. Työnnä taittuneena oleva putki varovasti vasikan nieluun ja edelleen ruokatorveen saakka, ohjaten putkea oikean käden peukalon avulla. Jätä näkyviin 3-5 cm putkea. Tunnustele toisella kädellä vasikan kaulan alapuolelta, että juottolaitteen putken pää tuntuu vasikan ruokatorvessa. Varo, ettei punainen putki irtoa valkoisesta kauluksesta.
4. Suorista putki vasta sitten kun se on paikoillaan ruokatorvessa. Valuta neste rauhallisesti vasikan mahaan. Säiliö tyhjenee tilavuudesta ja venttiilin asennosta riippuen noin 1-2 minuutissa. Taita putki kädensijaa vasten, kun säiliö on tyhjä. Vedä putki varovasti pois ruokatorvesta ja suusta. Puhdista laite huolellisesti heti käytön jälkeen. Älä levitä tartuntoja putken avulla sairaasta terveeseen vasikkaan.

KÄYTÖN VAARAT

Vasikan henkitorvi ja ruokatorvi risteytyvät nielussa. Putken päässä oleva valkoinen pyöreä pää pyrkii estämään putken joutumisen henkitorveen. Ennen nesteen kaatamista on varmistettava, että putki on ruokatorvessa. Mikäli vasikka yskii juomaa, on se voinut mennä henkitorveen. Ruokatorveen työntäessä vasikat voivat jopa nieleskellä ja imeä putkea. Hyvin pienelle vasikalle putki on hankala laittaa ja se vaurioittaa herkästi limakalvoja. Vagus-hermon ärsyyntyminen voi aiheuttaa satunnaisesti äkkikuoleman. Koska pakkojuottaminen on suhteellisen helppoa, on vaarana juottaa vasikalle liian suuria annoksia. Maidon annostelussa kannattaa olla varovaisempi. 4 litran pullo on tarkoitettu ensimmäisen ternimaitoannoksen antamiseen vasikoilla, joilla tällainen määrä mahtuu juoksutusmahaan. Parasta olisi antaa 1-2 l kerralla useammassa erässä, huolehtien kuitenkin, että vasikka saa ensimmäisten tuntien aikana riittävästi ternimaitoa yhteensä. Liian nopeasti kaadettaessa on vaarana, että neste nousee putken ulkopintaa pitkin nieluun, mistä vasikka voi vetää nesteen keuhkoihinsa. Ylipursuava

neste voi joutua keuhkoihin ja aiheuttaa esimerkiksi äkillisen keuhkotulehduksen. Pötsiin joutunut maito aiheuttaa ripulia.

UUTENA OMINAISUUTENA TERNIM AidON VIRTAAMISNOPEUTTA SÄÄTELEVÄ VENTTIILI

Venttiin asennon ollessa 1, neste virtaa hitaasti, sen ollessa 2, virtaus on nopeaa.

Uudessa mallissa näkyy pullon kyljessä mitta-asteikko selkeästi sekä litroina että galloneina.

